



Till dig som har fått APO-go Pumpfill för behandling av Parkinsons sjukdom

Till dig som har APO-go pumpbehandling vid Parkinsons sjukdom

Pumpbehandling med APO-go pump är i dag en etablerad behandling i Sverige och till dags datum har flera hundra patienter behandlats med hjälp av APO-go pump. Runt om i världen är det tusentals patienter som startat denna behandling de senaste åren.

Vad som sker är att läkemedlet APO-go Pumpfill ges kontinuerligt under huden med hjälp av ett infusionsset.

Tanken med behandlingen är att du ska få en jämnare tillförsel av det aktiva läkemedlet och därmed en mer kontrollerbar behandling.

Vi hoppas att denna folder ska bli en hjälp för dig och dina anhöriga att genomföra behandlingen.

Lycka till!



Detta är APO-go® Pumpfill

APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvätska, lösning i förfylld spruta innehåller apomorfinhydroklorid. Trots namnet Apomorfin har det varken med morfinbehandling eller något med morfins narkotiska egenskaper att göra. Apomorfin är inte beroendeframkallande.

Apomorfin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas dopaminagonister och används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin minskar tiden med besvärliga parkinsonsymtom så kallade "off perioder" hos personer som tidigare behandlats för Parkinsons sjukdom med andra läkemedel som ges i tablettform, såsom levodopa och/eller andra dopaminagonister.

Nödvändig utrustning för APO-go pumpbehandling:

1 x APO-go II pump

2 x APO-go Pumpfill 5mg/ml

1 x APO-go plastspruta

1 x APO-go connector



1 x blå bricka

1 x infusionsset

Det rekommenderas att du använder en förberedelsebricka, då det gör överföringen av läkemedlet enklare och snabbare. Om du inte har en bricka, vänligen kontakta NordicInfu Care.


APO-go® Pumpfill




NordicInfu Care AB
Box 1225, 131 28 Nacka Strand
Tel: 08-601 24 40
E-post: info@infucare.se



Allmänna råd och tips vid behandling med APO-go Pumpfill

1. Tvätta händerna.
2. Välj plats för ditt infusionsset. Variera mellan buk och höft, där det oftast finns tillräckligt med underhudsfett som krävs för kontinuerlig infusion.
3. Variera stickställe inom dessa områden så att du skonar huden (se bilden nedan). Använder du samma stickställe kan det uppstå små knölar (subcutana noduli) i underhudsfettet. Läkemedelseffekten kan utebli om man sticker där huden eller vävnaden är skadad.



4. Inspektera hudområdet där du tänker sticka och kontrollera så att huden där inte är irriterad, röd, inflammerad eller infekterad. Kontrollera också att där inte finns subcutana noduli. Byt i så fall ställe.

5. Rengör huden med t ex klorhexidinsprit. Låt torka.

6. Lyft ett ordentligt hudveck mellan tummen och pekfingeret (se bilden till höger).



7. Stick in Cleo 90 kanylen rakt i 90° vinkel eller snett i 45° vinkel om Comfort/Neria softkanylen används. Följ anvisningarna på förpackningen.
8. Vid behov fäst med ytterligare förbandsplåster och tejp.

Byt plats för kanylen minst 2 ggr/dygn = ca var 12:e timme.
Byt ännu oftare om du har känslig hud.



Cleo™ 90



Comfort™ Short/Neria Soft

APO-go II

En pump speciellt designad för patienter med Parkinsons sjukdom.

- Liten och lätt att bära
- Enkel och smidig att hantera
- Bolusmöjlighet
- Driftsäker
- Säkerhetssystem – ingen service krävs
- Låsbar programmering



* Infusionspumpen levereras i ett set som inkluderar 1 st pump, 2 st batterier, 1 st batteriverktyg, 1 st tygväska, 1 st elastiskt bälte och en manual.


Tillbehör till **APO-go® Pumpfill**



Nackrem (Blå)



Elastiskt midjebälte (Vitt)



Hårt plastfodral



Svart läderfodral med fönster

EGNA ANTECKNINGAR
